

## Оглавление

|   |   |
|---|---|
| Для кого этот материал .....  | 2 |
| Предварительные условия .....   | 2 |
| Быстрый старт .....   | 2 |
| Как сделать.....  | 3 |
| Как зарегистрироваться в системе? .....   | 3 |
| Как войти в систему? .....  | 4 |
| Как получить список врачей, инструкторов и телеассистентов? .....                               | 4 |
| Как добавить врача, специалиста по реабилитации, телеассистента или врача второго мнения? ..... | 5 |
| Что если новый сотрудник не получил письмо со ссылкой? .....                                    | 5 |
| Как изменить свои данные? .....   | 6 |
| Как зарегистрировать пациента повторно? .....   | 7 |
| Как установить мобильное приложение? .....  | 8 |
| Что дальше? .....   | 9 |

## Для кого этот материал

KIDSREHAB – это облачная платформа, предназначенная для дистанционного мониторинга и реабилитации детей, перенесших черепно-мозговую или спинно-мозговую травму. Платформа дает возможность *врачу* видеть состояние пациента, а *инструктору* – проводить онлайн занятия с пациентом.

В пределах медицинской организации *организатор* управляет процессом мониторинга в целом. Организатор – роль пользователя в системе KIDSREHAB, предназначенная в основном для ведения в системе *врачей* и *инструкторов*, которые в свою очередь управляют своими *пациентами*. Данный материал предназначен для сотрудника медицинской организации, исполняющего в ней роль *организатора* KIDSREHAB.

## Предварительные условия

- Устройство для работы организатора – компьютер или планшет. Устройство должно быть подключено к интернету. Установка какого-либо программного обеспечения не требуется.
- Организатор располагает учетной записью в системе KIDSREHAB. Если у вас нет такой учетной записи, обратитесь в техническую поддержку [support@kidsrehab.online](mailto:support@kidsrehab.online).

## Быстрый старт

Аккаунт организатора создается сервисом KIDSREHAB.

1. Получите письмо с темой "KIDSREHAB: вы зарегистрированы как организатор медорганизации" и нажмите ссылку "активировать учетную запись".
2. На открывшейся странице введите свой пароль и нажмите **Активировать аккаунт**. Теперь ваша учетная запись активна, вы перешли на страницу организатора.
3. Нажмите кнопку **+врач**. Введите *email* и *ФИО* врача, отметьте его специальности и нажмите **Сохранить**.
4. Перейдите на вкладку **Инструкторы** и добавьте таким же образом инструктора.
5. Перейдите на вкладку **Телеассистенты** и добавьте таким же образом телеассистента.

Для опробования возможностей системы мы рекомендуем зарегистрировать врачей и инструкторов на свой же почтовый адрес. Система позволяет легко переходить из роли в роль, так что вам не нужно будет каждый раз проходить авторизацию.

В результате новые врач, инструктор и телеассистент получают (каждый на свой email) ссылки для активации аккаунта (аналогичные той, которую получили вы); после активации они смогут приступить к работе.


Это минимальный сценарий работы администратора. Эти и некоторые другие действия более подробно описаны ниже.

## Как сделать...

### Как зарегистрироваться в системе?

Самостоятельно зарегистрироваться в системе невозможно – организаторов медорганизаций регистрирует сервис KIDSREHAB.

После регистрации вы получите письмо с темой "KIDSREHAB: вы зарегистрированы как организатор медорганизации", содержащее ссылку на активацию аккаунта. Откройте эту ссылку и выполните активацию.



**Активация аккаунта Меркурьев Иван Федосеевич (организатор)**

\* – обязательно

**1 - введите**  
После активации вам станет доступна функциональность сервиса Детская Реабилитация

\* **Ваш логин на сервисе Детская Реабилитация:**  **нажмите, чтобы увидеть пароль**


\* **Какой пароль хотите использовать? (не менее 6 знаков):**

\* **Ваша часовая зона:**  **2 – выберите**

и  **запомнить меня** **3 - нажмите**

## Как войти в систему?

1. Откройте в браузере адрес [kidsrehab.online](https://kidsrehab.online).




The screenshot shows the login page of the KIDS REHAB system. The page has a blue header with the logo and the text 'Авторизация'. Below the header are two input fields: 'Email:' and 'Пароль:'. A red arrow labeled '1 - введите' points to both input fields. To the right of the password field is an eye icon, with a red arrow labeled 'нажмите, чтобы увидеть пароль' pointing to it. Below the input fields is a blue button labeled 'ВХОД', with a red arrow labeled '2 - нажмите' pointing to it. At the bottom of the form, there are three links: 'запомнить меня', 'не помню пароль', and 'Политика конфиденциальности'.

2. Введите свой email и пароль.

## Как получить список врачей, инструкторов и телеассистентов?


После авторизации вам сразу показывается список сотрудников – это главная рабочая страница организатора. С других страниц можно перейти в список врачей, выбрав в меню пункт **врачи** и **инструкторы**.




The screenshot shows the dashboard of the KIDS REHAB system. The top left corner has the logo and the text 'Домашняя клиника (kidsrehab)'. The top right corner has the text 'организатор' and a blue button with the email 'vlapsin@mail.ru'. Below the header are three buttons: 'Врачи – 6', 'Специалисты по реабилитации – 5', and 'Телеассистенты – 2'. A red arrow labeled '3 - выберите' points to the 'Врачи – 6' button. Below these buttons is a '+ врач' button. In the center, there is a 'Пациенты' button. A red arrow labeled '2 - выберите' points to the 'Пациенты' button. On the right side, there is a dropdown menu with the following items: 'Профиль', 'Врачи и специалисты по реабилитации', 'Удаленные пациенты', and 'Маркетплейс'. A red arrow labeled '1 - нажмите' points to the dropdown menu.

## Как добавить врача, специалиста по реабилитации, телеассистента или врача второго мнения?

1. Выберите соответствующую вкладку и нажмите кнопку **Добавить** врача.



2. Введите *email* и *ФИО* врача, затем отметьте его *специальности* и нажмите **Сохранить**.



**Новый врач**

**Email:**  
doctor2@klinika.ru

**1 - введите**

**ФИО:**  
Кузьменко Лизавета Ваильевна

**Специальность:**

- Педиатр
- Психолог
- ПСМТ
- ЧМТ

**2 - укажите**

**3 - нажмите**

**Сохранить** Отменить


В результате новый врач получит на указанный email письмо со ссылкой для начала работы (активация аккаунта).

Специалиста по реабилитации, телеассистента или врача второго мнения можно добавить выбрав соответствующую вкладку.

## Что если новый сотрудник не получил письмо со ссылкой?

Сотрудник мог пропустить или нечаянно удалить письмо, отправленное ему в результате его регистрации. Кроме того, вы могли ошибиться при вводе его email, и письмо до него не дошло.

Новый врач или инструктор, который не начал работу (не активировал свой аккаунт) имеет в списке врачей статус *не активирован*. Вы можете отправить активационное письмо повторно.




1. Нажмите ссылку Отправить код активации повторно.
2. В открывшемся маленьком окне проверьте правильность email врача и исправьте, если нужно.
3. Нажмите Отправить.

Примечание: неактивированный аккаунт остается в системе в течение 10 дней, после чего автоматически удаляется.


## Как изменить свои данные?

Можно изменить свое имя, email и пароль в системе.

1. Выберите в меню пункт Профиль.



2. Измените данные, какие сочтете нужным.



**Профиль пользователя**

\* – обязательно

\* **ФИО:**  
Дмитриев Олег Сергеевич

\* **Email:**  
admin1@klinika.ru

**Пароль:**  
оставьте пустым, если не хотите менять пароль

\* **Часовая зона:**  
Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород

\* **Название вашей медицинской организации:**  
Реабилитационная клиника

**Сохранить** **Отменить**

1 – измените, если нужно


нажмите, чтобы показать новый пароль

2 – нажмите

3. Нажмите Сохранить.

## Как зарегистрировать пациента повторно?


Если пациент не активировал свой аккаунт в течении 10 дней, то его учетная запись удаляется. Для повторной регистрации пациента откройте меню и перейдите по ссылке [Удаленные пациенты](#).



Далее в списке удаленных пациентов найдите нужного и нажмите [зарегистрировать повторно](#).

Поиск пациентов:

ФИО/почта:  

| № | ФИО/почта | Добавлен | Пол | Дата рождения | Дата травмы | Врач | Действия                                  | Нажмите   |
|---|-----------|----------|-----|---------------|-------------|------|---|---|
| 1 |           |          |     |               |             |      | <a href="#">зарегистрировать повторно</a> |  |
| 2 |           |          |     |               |             |      | <a href="#">зарегистрировать повторно</a> |   |

Проверьте данные в форме и нажмите кнопку Сохранить .

### Новый мониторинг пациента

\* – обязательно

\* Email:

\* ФИО:


\* Пол:  мужской  женский

\* Дата рождения:

\* Дата травмы:

\* Дата окончания мониторинга:

Лечащий врач:

Нажмите 

Пользователь получит письмо для активации аккаунта.

## Как установить мобильное приложение?

Полный функционал web-версии сайта <https://kidsrehab.online> доступен в приложении KidsRehab для операционной системы android.

Приложение KidsRehab можно скачать на сайте Google Play по ссылке  
<https://play.google.com/store/apps/details?id=online.kidsrehab.app>.



## Что дальше?

Платформа KIDSREHAB развивается. Будут появляться новые полезные функции, во многом благодаря вашим запросам и пожеланиям. Мы рады принять ваше мнение и помочь в работе – пишите на [support@kidsrehab.online](mailto:support@kidsrehab.online).